

# dreamTAP<sup>®</sup> mit Dreifachlaminat<sup>®</sup> (TL)

Gebrauchsanweisung für Ärzte

 **AIRWAY**  
MANAGEMENT

**TAP SLEEP CARE**  
[tapintosleep.com](http://tapintosleep.com)

## Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

### BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Die folgenden Wörter in dieser Anleitung haben eine besondere Bedeutung.

**Achtung:** Bedeutet, dass Verletzungsgefahr besteht.

**Hinweis:** Weist auf Punkte von besonderem Interesse für eine effizientere und praktischere Bedienung hin.


**Indikationen:** Der Dream Thornton Adjustable Positioner (dreamTAP®) ist dazu bestimmt, nächtliches Schnarchen und schlafbezogene Atemstörungen, wie obstruktive Schlafapnoe (OSA), zu reduzieren oder zu lindern. Die Vorrichtung ist für erwachsene Patienten bestimmt, die zu Hause bzw. in einem Schlaflabor schlafen und darf nur von einem Patienten verwendet werden.

**Kontraindikationen:** Dieses Gerät ist für Patienten mit lockeren Zähnen bzw. lockeren Zahnreihen, Zahnprothesen oder sonstigen oralen Erkrankungen kontraindiziert, die durch das Tragen einer Zahnapparatur beeinträchtigt werden könnten. Des Weiteren ist das Gerät für Patienten kontraindiziert, die an zentraler Schlafapnoe oder schweren Atembeschwerden leiden bzw. die unter 18 Jahre alt sind. Schwere Zahnfehlstellungen der Klasse 2 oder der Klasse 3 können eine individuell angefertigte Schiene erfordern.


## Einführung

Die dreamTAP® ist eine orale Vorrichtung zur Reduzierung oder Linderung von nächtlichem Schnarchen und obstruktiver Schlafapnoe (OSA).

Das dreamTAP-Gerät besteht aus einer Oberkieferschiene, die auf die oberen Zähne eingesetzt wird und einer Unterkieferschiene, welche auf die unteren Zähne gesetzt wird. Ein an der Unterkieferschiene angebrachter Verschlussmechanismus passt auf einen an der Oberkieferschiene angebrachten Steg, der den Unterkiefer nach vorne schiebt und somit verhindert, dass das weiche Gewebe des Rachens kollabiert und die Atemwege blockiert. Der Einstellschlüssel der dreamTAP ermöglicht es dem Patienten, die Protrusion seines/ihres Unterkiefers auf die effektivste und bequemste Position einzustellen.



Oberer Löffel



Unterer Löffel

Die dreamTAP wird mit einem Steg geliefert, der im Durchmesser größer ist als die Öffnung des Hakens, wodurch ein Lösen der Apparate verhindert wird. Der Steg verfügt über einen kleinen, flachen Bereich, der das Einrasten des Hakens ermöglicht.

**Beschichtungsfolien:** Die Vorrichtung wird anhand von Zahnabdrücken der einzelnen Patienten hergestellt. Die Außenschicht der dreamTAP-TL-Schienen besteht aus einem Doppellaminat. Das Doppellaminat besteht aus einer Kunststoffplatte mit einer Schicht aus weichem Polyurethan, die mit einer Schicht aus hartem Polymer verbunden ist. Bei der Herstellung wird das Doppellaminat unter Druck über den Zahnabdrücken geformt, wobei das Polyurethan die Zähne bedeckt. Anschließend wird die harte Außenschicht mit kieferorthopädischem Kunststoff überzogen, sodass eine dreifach laminierte Schiene entsteht. Die Beschichtung ist einzigartig, da die Schienen mit dem bereits eingepressten Gebissabdruck des Patienten an den Zahnarzt zurückgegeben werden. Die Abgabe der TL-Schienen dauert in der Regel nicht länger als die der dreamTAP ThermAcryl und die Beschichtung trägt sich weitaus angenehmer im Mund.

**Jedes dreamTAP-Paket umfasst Folgendes:**

1. Eine obere und eine untere Schiene
2. Gebrauchsanweisung
3. Aufbewahrungsbehälter
4. AM Aligner
5. Einstellschlüssel
6. 2 zusätzliche Haken

## Anpassung der dreamTAP-TL-Schienen

**Hinweis:** Die Beschichtung der dreamTAP TL ist ein völlig anderes Material als die mit ThermAcryl beschichtete dreamTAP. Es ist äußerst wichtig, sicherzustellen, dass beide Schienen auf die Zähne des Patienten passen. Wenn die Schienen zu locker oder zu fest sitzen, wenden Sie sich an das Herstellerlabor des Geräts, um die Angelegenheit zu besprechen.

1. Vor der Anpassung der dreamTAP TL an den Patienten überprüfen Sie diese, um festzustellen, ob die Teile unbeschädigt sind und keine physischen oder kosmetischen Mängel aufweisen. Beim geringsten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln am Gerät ist dessen Einsatz unbedingt abzuraten. Reinigen Sie die dreamTAP vorsichtig mit antibakterieller Seife und spülen Sie sie anschließend gründlich ab.
2. Beginnen Sie mit der unteren Schiene. Legen Sie sie auf die Zähne. Pressen Sie die Vorrichtung mit Ihren Daumen von hinten nach vorne auf die Zähne.
3. Sollten die Schienen zu eng eingestellt sein, lesen Sie den Abschnitt „Einstellung der Schienen“.
4. Wiederholen Sie denselben Vorgang mit der oberen Schiene.
5. Fordern Sie den Patienten auf, beide Schienen in den Mund zu setzen (sie sollten auf den Zähnen „einrasten“, sich jedoch nicht unangenehm anfühlen). Weisen Sie den Patienten an, die Schienen außerhalb des Mundes miteinander zu verbinden, bevor die Vorrichtung in den Mund eingesetzt wird.
6. Fragen Sie den Patienten, ob:
  - a. die Schienen eng anliegen, sich aber nicht unangenehm anfühlen
  - b. sie in allen Bereichen gleichermaßen sitzen
  - c. sie sich auf der Zunge angenehm anfühlen
  - d. er/sie die Schienen herausnehmen kann

Beantwortet der Patient eine der oben genannten Fragen mit „Nein“, passen Sie die dreamTAP TL-Vorrichtung so weit an, bis sie sich für den Patienten angenehm trägt. Siehe Abschnitt „Einstellung der Schienen“.

7. Nachdem beide Schienen im Mund des Patienten eingeklinkt sind, bringen Sie den Kiefer des Patienten durch Drehen des Einstellschlüssels in eine normale Bisslage (Lippen zusammen, Zähne auseinander und Unterkiefer nicht nach vorne gezogen).

**Hinweis:** Diese Position muss nicht absolut präzise sein. Sie dient lediglich als ein einfach zu bestimmender Ausgangspunkt.

8. Während der Patient sich in dieser Lage befindet, prüfen Sie die untere Einheit im Verhältnis zur oberen Einheit. Achten Sie unbedingt darauf, dass in den hinteren Bereichen jederzeit und in allen Positionen mindestens 1 mm Abstand besteht, und das beidseitig. Dadurch können Sie hintere Anschläge ergänzen, sobald der Patient eine Behandlungsposition gefunden hat. Wünscht der Arzt einen hinteren Anschlag, was Airway Management empfiehlt, kann er/sie diesen ergänzen, sobald der Patient die endgültige Behandlungsposition erreicht hat.

**Achtung:** Sollten Schäden auftreten, weisen Sie den Patienten an, das Gerät nicht zu benutzen und es zur Reparatur in Ihre Praxis zu bringen.

## Einstellung der Schienen

Die dreamTAP-TL-Schienen und/oder die Beschichtungsfolie können bei zu festem Anliegen angepasst werden. Falls Anpassungen erforderlich sind, sollten Sie sich an das Herstellungslabor der dreamTAP TL wenden, um die Angelegenheit zu besprechen.

Entfernen Sie nicht zu viel von der TL-Beschichtung gleichzeitig. Dies kann zur Folge haben, dass die Haltekraft der Schiene nachlässt und diese unbrauchbar wird, da die TL-Beschichtung nicht wieder in die Schiene gefüllt werden kann. Wenn die Schienen zu fest eingestellt sind, kann das Labor Ihnen eine Neuanfertigung der Schienen in Rechnung stellen.

Gehen Sie bei der Anpassung vorsichtig vor.

Sollten die Schienen zu locker anliegen, senden Sie diese an das Labor zurück. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, wenn die Schienen zu fest anliegen.

1. Verringern Sie zunächst die Höhe der Flansche, welche die Zähne bedecken. Nehmen Sie die Beschichtungsfolie nicht heraus.
2. Klagt der Patient immer noch über ein Spannungsgefühl oder Unannehmlichkeiten an den Vorderzähnen, entfernen Sie behutsam eine kleine Menge der Dual-Laminat-Beschichtung aus den Bereichen der Schiene mit

zu hoher Haltekraft. Verwenden Sie einen dünnen geraden Acrylfräser und anschließend ein scharfes Messer, um die Markierungen zu entfernen. Siehe die untenstehenden Tipps zu Fräser.

3. Setzen Sie die Schiene bei jeder Anpassung wieder in den Mund des Patienten ein.

#### Tipps zu Fräser

Die dreamTAP TL kann mit geraden Fräser aus dem „Brassler USA Soft Reline Removal & Trimming Kit“ (Set zum Entfernen und Trimmen von Beschichtungen) modifiziert werden. Gebührenfrei: (800) 841-4522. Es wird empfohlen, nur drei Fräser aus dem Set zu bestellen.

Hierzu gehören folgende Nummern:

- 261GSQ-023 - Klein
- 251GSQ-060 - Mittel
- 79GSQ-070 - Groß

## Hintere Anschläge

Es ist besonders wichtig, dass zwischen den Schienen ein bilateraler Abstand gegeben ist, ehe Sie hintere Kunststoffanschläge hinzufügen. Ziel ist es, an der Behandlungsposition des Patienten einen gleichmäßigen, bilateralen hinteren Anschlag zu schaffen. Da sich das Verhältnis des Oberkiefers zum Unterkiefer mit der Veränderung der Protrusion ändert, muss dieser Vorgang bei einer Änderung der Behandlungsposition wiederholt werden.

1. Rauen Sie den Hartkunststoff im okklusalen Bereich des 1. und 2. Molaren auf der unteren Schiene auf. Geben Sie selbsthärtenden Kunststoff in den rauen Bereich.
2. Schmieren Sie die obere Schiene mit Vaseline ein und legen Sie sie in den Mund des Patienten. Die Vaseline verhindert, dass die Schienen beim Einfügen der hinteren Anschläge zusammenkleben.
3. Setzen Sie die untere Schiene in den Mund des Patienten ein, während sich der Kunststoff in der Aufbauphase befindet.
4. Helfen Sie dem Patienten, die obere dreamTAP-Schiene mit der unteren zu verbinden, während sich die untere im Mund des Patienten befindet. Fordern Sie den Patienten auf, die obere Schiene vorsichtig auf die Zähne zu legen, indem er sie mit den Daumen nach oben presst. Achten Sie darauf, dass der Patient nicht auf die

Anschläge beißt. Der Haken muss in der Behandlungsposition des Patienten angebracht werden. Siehe Abschnitt „Einstellungen und Anpassungen des Hakens“.

5. Bitten Sie den Patienten, auf die im Mund eingesetzten Schienen zu beißen.
6. Glätten Sie den Bereich mit dem Finger, sobald die hinteren Anschläge eingestellt sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass es keine rauen Bereiche gibt, die den Patienten eventuell reizen könnten.

## Verringerung der seitlichen Bewegung

Um die seitliche Bewegung des Hakens am Steg der oberen Vorrichtung zu verringern, verwenden Sie kieferorthopädischen Kunststoff rund um den Steg. Tragen Sie den Kunststoff entlang des mittleren Bereichs auf, um die gewünschte seitliche Beweglichkeit zu erreichen. Legen Sie das Gerät in den Druckkessel oder in ein warmes Wasserbad, um den Kunststoff auszuhärten.

## Einstellung und Anpassungen des Hakens

**Hinweis:** Die Einstellungsänderungen werden aus der Perspektive des behandelnden Arztes und in Bezug auf den Patienten angegeben.

Die anfängliche Behandlungsposition des Hakens sollte vom behandelnden Arzt gemäß den folgenden Anweisungen eingestellt werden. Der Haken lässt sich mit dem Einstellschlüssel vor- und zurückbewegen, um die Einstellschraube im bzw. gegen den Uhrzeigersinn zu verstellen. Jede 180-Grad-Drehung entspricht einer Einstellung von 0,25 mm.

1. Weisen Sie den Patienten darauf hin, die Schienen miteinander zu verriegeln, indem der Haken in den flachen Bereich der Schiene eingeführt wird. Fordern Sie den Patienten auf, die Vorrichtung in seinen/ihren Mund einzusetzen.
2. Drehen Sie den Einstellschlüssel gegen den Uhrzeigersinn auf die maximale mechanische Protrusion (MMP) des Patienten. An dieser Stelle wird der Patient eine leichte Dehnung in seinen/ihren Kiefergelenken spüren. Erreicht der Patient beim Einsetzen nicht diese maximale passive Protrusion, drehen Sie den Einstellschlüssel so weit, bis er diesen Punkt erreicht.
3. Entfernen Sie die Schiene, indem Sie an deren Rückseite ziehen.



4. Setzen Sie die Vorrichtung erneut in den Mund des Patienten ein.
5. Drehen Sie den Haken im Uhrzeigersinn, bis die Zähne des Patienten aneinanderstoßen. Dies kann die Ausgangsposition des Patienten sein.
6. Markieren Sie die Basisplatte erneut in Höhe der vorderen Seite des Hakens. Dies kennzeichnet die Ausgangsposition des Patienten.

**Hinweis:** Auf der Protrusionslehre an der Basisplatte weisen jede Markierung und jeder Abstand zwischen diesen Markierungen eine Breite von 1 mm auf. Die Protrusionslehre ist von der Vorderseite der Platte bis zur hintersten Markierung 7 mm lang. Der Patient wird angewiesen, die Vorrichtung 3-4 Nächte lang in dieser geschlossenen Position zu tragen, bevor mit der Anpassung begonnen wird.

7. Weisen Sie den Patienten an, den Einstellschlüssel von der Ausgangsposition aus jede Nacht eine halbe Umdrehung (180 Grad) im Uhrzeigersinn (zum rechten Ohr hin) zu drehen, bis alle Symptome gelindert sind. Um die Vorrichtung abzunehmen, sollte der Patient den Haken in der eingestellten Position belassen. Die Vorrichtung sollte vor dem Aushaken von den Zähnen gelöst werden.
8. Sobald eine Position unangenehm wird, kann der Patient den Haken gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Beschwerden nachlassen. Weisen Sie den Patienten an, den Haken erst dann wieder anzuwählen, wenn der Kiefer bequem ist. Falls die Beschwerden des Patienten nicht nachlassen, sollten Sie einen Termin für eine Untersuchung vereinbaren.

**Hinweis:** Für den Fall, dass der Unterkiefer des Patienten weiter nach vorne verschoben werden muss, gibt es Haken in verschiedenen Größen, mit denen die Protrusion erhöht werden kann. Siehe Abschnitt zu den verschiedenen Hakengrößen.

**Hinweis:** Fordern Sie den Patienten auf, zur Untersuchung und Beurteilung in Ihre Praxis zurückzukehren, um sicherzustellen, dass die dreamTAP nicht beschädigt ist und die schlafbezogene Atmungsstörung des Patienten weiterhin wirkungsvoll behandelt.

## Einsatz des Einstellschlüssels

**Hinweis:** Der Einsatz des Einstellschlüssels wird aus der Perspektive des Patienten dargestellt, während er/sie die Vorrichtung trägt.

1. Um den Unterkiefer mit der Vorrichtung im Mund nach vorne zu ziehen, drehen Sie den Einstellschlüssel im Uhrzeigersinn (zum rechten Ohr hin).
2. Um den Unterkiefer in die Ausgangsposition mit der Vorrichtung im Mund zurückzubringen, fordern Sie den Patienten auf den Einstellschlüssel gegen den Uhrzeigersinn (zum linken Ohr hin) zu drehen.

## Gebrauchsanweisung für den täglichen Gebrauch

Weisen Sie Ihren Patienten in den täglichen Gebrauch der dreamTAP-Vorrichtung ein. Händigen Sie Ihrem Patienten auch ein Exemplar der Gebrauchsanweisung für Patienten aus.

1. Der Patient sollte vor dem Einsetzen der dreamTAP seine Zähne putzen und Zahnseide verwenden.
2. Weisen Sie den Patienten an, das Gerät vor jeder Anwendung zu überprüfen. Bei Materialablösung, Materialverschlechterung oder beschädigten Teilen sollte der Patient die Anwendung abbrechen und sich an Sie, den Arzt, wenden.
3. Erklären Sie dem Patienten, dass er/sie den Haken der unteren Schiene in den Steg der oberen Schiene einrasten lassen muss, bevor er/sie die Schiene einsetzt. Der Patient muss sicherstellen, dass der Haken nicht zu weit zurückgestellt ist, sodass er/sie die Schiene beim Einsetzen nicht bequem auf die Zähne einrasten kann. Fordern Sie den Patienten auf, die Schiene mit den Daumen von der Unterseite her anzudrücken, bis diese auf den oberen Zähnen einrastet. Wiederholen Sie denselben Vorgang mit der unteren Schiene.
4. Der Patient sollte sich sanft entspannen, sobald die dreamTAP in ihrem/seinem Mund eingesetzt ist.
5. Nach der Anwendung kann der Patient entweder die obere oder die untere Schiene entfernen, indem er/sie den Mund vorsichtig öffnet, während der Haken eingerastet ist. Dabei kann der Patient die untere Schiene anheben oder die obere Schiene nach unten ziehen, um eine der beiden Schienen zu lösen und zu entfernen.

**Achtung:** dreamTAP-Schienen sollten niemals separat eingesetzt werden. Der Patient sollte bei der Verwendung der Vorrichtung stets beide Schienen tragen.

## Anweisungen zur Heimpflege

**Achtung!** Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass es zwingend erforderlich ist, den AM Aligner täglich zu tragen, um das Risiko einer dauerhaften Bissveränderung zu verringern.

- Weisen Sie den Patienten an, die dreamTAP-Vorrichtung jeden Morgen nach der Anwendung gründlich mit einer normalen weichen Zahnbürste, kaltem Wasser und Zahnpasta zu reinigen. Heißes Wasser sollte nicht verwendet werden. Nach der Reinigung gründlich ausspülen.
- Weisen Sie den Patienten an, dass er die Vorrichtung vollständig abtrocknen muss, bevor er sie im Behälter aufbewahrt. Es kann sinnvoll sein, den Behälter offenzulassen, um sicherzustellen, dass die dreamTAP gründlich trocknet.

**Hinweis:** Am besten halten Sie die dreamTAP sauber, indem Sie es jeden Morgen nach dem Gebrauch mit einer Bürste reinigen.

**Achtung:** Die dreamTAP sollte an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Das Gerät besteht aus empfindlichen Materialien und sollte nicht an Orten mit Temperaturen über 48 °C (120 °F) gelagert werden, wie z. B. im Handschuhfach eines Autos oder im Frachtraum eines Flugzeugs. Erklären Sie dem Patienten zudem, dass er das Gerät nicht in heißem oder kochendem Wasser reinigen und es auch nicht in Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid einweichen soll, da sich dadurch die Schienen verformen oder die Beschichtung spröde werden und sich ablösen kann.

**Achtung:** Weisen Sie den Patienten darauf hin, die dreamTAP-Hardware nicht zu zerlegen. Bei der dreamTAP handelt es sich um eine medizinische Vorrichtung, die nur gemäß den Anweisungen in der Patientenbroschüre verwendet werden darf.

## Warnhinweise und mögliche Nebenwirkungen

**Hinweis:** Lesen Sie sich alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die dreamTAP verwenden.

### Warnhinweise:

- Diese Vorrichtung dient der Reduzierung oder Linderung von nächtlichem Schnarchen und obstruktiver Schlafapnoe (OSA). Wenn Symptome, Atembeschwerden oder sonstige Atemstörungen mit oder ohne Anwendung des Geräts auftreten oder andauern, sollte der Patient umgehend den behandelnden Arzt verständigen.
- Die dreamTAP sollte nur entsprechend den Anweisungen verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt NICHT unsachgemäß.
- Sie könnten Schmerzen oder Unbehagen in Ihrem Kiefer oder Ihren Zähnen verspüren. Sollten die Beschwerden anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Morgens werden Sie eventuell eine Veränderung in Ihrem Biss verspüren. Diese Veränderung sollte im Laufe des Tages verschwinden. Sollten die Beschwerden fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Nach US-Bundesrecht ist dieses Gerät nur auf Rezept erhältlich.
- NICHT verwenden, wenn Sie eine Zahnspange tragen.
- NICHT verwenden, wenn Sie in den letzten 12 Monaten keinen Zahnarzt aufgesucht haben oder in aktiver Behandlung sind.
- NICHT verwenden, wenn Sie wackelige Zähne, lockere Kronen oder lose Füllungen haben.
- NICHT verwenden, wenn Sie provisorische Kronen, herausnehmbare Prothesen oder Brücken haben.
- Bei jeder oralen Vorrichtung kann es zu einer Beeinträchtigung der Mundatmung kommen.
- Bewahren bzw. transportieren Sie die dreamTAP nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F).
- Sie müssen mindestens 8 natürliche, gesunde Zähne in jedem Zahnbogen haben.
- Bei Muskel- oder Kiefergelenkschmerzen unterbrechen Sie die Anwendung für mindestens zwei Tage oder bis die Schmerzen nachlassen und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Unterbrechen Sie die Anwendung bei Unwohlsein und wenden Sie sich an den behandelnden Arzt.
- Verwenden Sie die dreamTAP NICHT, wenn Sie erbrechen müssen oder Ihnen übel ist.
- NICHT verwenden, wenn der Patient das Produkt nicht selbst abnehmen kann.

- Sie sollten sich mindestens einmal jährlich oder so oft wie nötig zur erneuten Beurteilung an den behandelnden Arzt wenden. Wenn die dreamTAP mit ThermAcryl beschichtet ist, muss die Beschichtung mindestens einmal im Jahr ausgetauscht werden.
- Sollte sich das Gerät lockern, beschädigt werden oder nicht mehr ordnungsgemäß sitzen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Waschen Sie die dreamTAP NICHT in der Spülmaschine und verwenden Sie zur Reinigung der dreamTAP kein Spülmittel.
- Reinigen Sie die dreamTAP NICHT mit Produkten, die Chlor, Bleichmittel, Feuchtigkeitsmittel, antiseptische bzw. antibakterielle Mittel oder Alkohol enthalten.
- Bewahren Sie die dreamTAP NICHT in direktem Sonnenlicht auf.
- Der Einsatztemperaturbereich der dreamTAP liegt zwischen 5 °C und 40 °C (40 °F bis 104 °F).
- Nur zur Verwendung durch Erwachsene.
- Verwenden Sie die dreamTAP nicht, wenn sie beschädigt oder rissig ist.
- Bei Patienten, die empfindlich auf Nickel oder selbsthärtenden Kunststoff reagieren, kann eine allergische Reaktion auftreten. Brechen Sie die Anwendung im Falle einer solchen Reaktion ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Mögliche Nebenwirkungen:**

Bei der Verwendung des dreamTAP-Geräts können Nebenwirkungen auftreten. Diese Nebenwirkungen sind nicht selten. Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt.

- Leichte Beschwerden an Zahn oder Zahnfleisch durch den Druck der Apparatur.
- Anfangs übermäßiger Speichelfluss. Dies wird sich mit zunehmender Tragegewohnheit der dreamTAP verbessern.
- Anfänglich und bei der Anpassung leichte Schmerzen oder Verspannungen im Kiefer.
- Vorübergehende Bissveränderung. Dies sollte etwa 30 Minuten nach der Entnahme der dreamTAP am Morgen und der Verwendung des AM Aligners nachlassen.
- Unbewusste nächtliche Entnahme der dreamTAP aus dem Mund.
- Kieferorthopädische Zahnbewegungen.
- Schmerzen oder Funktionsstörungen des Kiefergelenks und der dazugehörigen Muskeln.
- Dauerhafte Bissveränderung.

- Die Metallteile sind aus rostfreiem Stahl oder Kobalt-Chrom in medizinischer Qualität gefertigt.
- Im Falle einer Reaktion sollte der Patient sich umgehend an den behandelnden Arzt wenden.

## Verschiedene Hakengrößen

Zur Verwendung mit der dreamTAP stehen drei verschiedene Haken zur Auswahl: kurz, mittel und lang. Der geeignete Haken wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der Bissregistrierung des Patienten ausgewählt. Die verschiedenen Haken bieten dem Hersteller und dem Zahnarzt den größtmöglichen Verstellbereich, ohne die Hardware neu einstellen zu müssen.


Kurzer Haken  
PART 95ASM



Mittlerer Haken  
PART96ASM



Langer Haken  
PART97ASM



## AM Aligner® und Mundschutz

Der AM Aligner sollte einmal pro Woche mit einer weichen Zahnbürste und warmem Wasser gereinigt werden. Weitere Informationen finden Sie in der separaten Anleitung zum AM Aligner oder Mundschutz.

## Produktentsorgung

Die dreamTAP kann im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden.

## Airway Management Contacts



### Manufacturer

Airway Management, Inc.

4300 Alpha Road, Suite 115

Dallas, TX 75244, USA

Tel: (866) 264-7667

Fax: (214) 691-3151

Email: [contactami@amisleep.com](mailto:contactami@amisleep.com)

Website: [www.tapintosleep.com](http://www.tapintosleep.com)

EU REP

### EU Authorized Representative

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover

Germany

AU REP

### Australian Authorized Representative

Emergo Australia

Level 20

Tower II, Darling Park

201 Sussex Street

Sydney, NSW 2000

Australia



Patents: <http://tapintosleep.com/patents>



PRTD44 (Digital German, 5 of 7) REV H, 2023

